


1. ANA SAYFA (Üst Menü ve Laboratuvar Giriş Ekranı)

• ÜST MENÜ

www.labpt.com.tr web sitesine girildiğinde açılan ana sayfanın üstünde yer alan menüde laboratuvar kullanıcı bilgileri ile giriş yapmadan ulaşılabilen menü seçenekleri yer almaktadır.



Üst menüden ulaşabileceğiniz sekmeler, içerikleri ve açıklamalar;

Sekme Adı	İçerik	Açıklama
Genel Bilgiler	Yıllık Plan ISO 17043 Akreditasyon Sertifika ve Kapsamı Program Protokolü Programlara ait Numune Saklama ve Çalışma Talimatları (NSÇT) KVKK Bilgilendirme	Program Protokolü: Program içerikleri, dönemleri, uygulamalar hakkında detayları içerir. NSÇT: Gönderilen numune içeriği, miktarı, sonuç giriş tarihleri ve birimleri hakkında bilgi içerir. PDF formatında indirebilirsiniz.
Katılımcı Üyelik Kaydı	Kayıt Nasıl Oluşturulur? Online Program Kaydı Manuel Kayıt İçin Kayıt Formu Kurum Kodu (Lab Kodu) Oluşturma Programlar ve Katılım Ücretleri	Katalog, Kayıt Formunu, kayıt işlemlerinin adımlarını içerir. Kurum Kodu (Lab Kodu) Oluşturma: İlk defa LabPT Programına kayıt olmuş kurumların üyelik oluşturma alanı
İletişim	İletişim Formu ve iletişim bilgilerimiz	Görüş, öneri ve itirazlarınızı tarafımıza hızlı ve izlenebilir olarak iletebileceğiniz alan.
2020 Öncesi Raporlar		2020 yılında yapılan web sitesi arayüz değişikliği sonrası 2020 yılı öncesi raporlara erişim alanıdır
Sık Sorulan Sorular (SSS)		Katılımcı geri dönüşleri ile şekillenir ve güncellenir.
Anket		Her program yılı sonunda aktif hale getirilerek değerlendirmenize sunulur.

LABPT KALİTE KONTROL PROGRAMI WEB SİTESİ KULLANIM KILAVUZU

• LABORATUVAR GİRİŞİ

The screenshot shows the LabPT website home page with a green header and a sidebar. The main content area has a green background with white text. The sidebar contains a navigation menu with links: Ana Sayfa, Genel Bilgiler, Katılımcı Üyelik Kaydı, SSS, Kullanım Kılavuzu, 2020 Önceki Raporlar, and Belgeler. The main content area has a green background with white text. The sidebar contains a navigation menu with links: Ana Sayfa, Genel Bilgiler, Katılımcı Üyelik Kaydı, SSS, Kullanım Kılavuzu, 2020 Önceki Raporlar, and Belgeler. The main content area has a green background with white text. The sidebar contains a navigation menu with links: Ana Sayfa, Genel Bilgiler, Katılımcı Üyelik Kaydı, SSS, Kullanım Kılavuzu, 2020 Önceki Raporlar, and Belgeler.

LABPT LABORATUVARLAR ARASI KARŞILAŞTIRMA PROGRAMINA HOŞGELDİNİZ...

LabPT 2022 PROGRAM KAYITLARI BAŞLAMIŞTIR.
LabPT Kalite Kontrol Programı 2022 Yılı Kayıt Formu [tıklayınız!](#)
LabPT 2022 Programları ve Katılım Ücretleri için [tıklayınız!](#)
LabPT Bileysel Performans Değerlendirme Raporu Açıklamalı Anlatım için [tıklayınız!](#)
LabPT 2022 Program Takvimi için [tıklayınız!](#)

LabPT Kalite Kontrol Programı, laboratuvarlar arası harmonizasyonun artırılması amacıyla 2002 yılında başlatılmıştır. Hedefimiz klinik laboratuvarların faaliyet alanı "dış kalite kontrol" hizmeti sağlamalarıdır. Yani arası bu konuda aktif olarak sağlayarak genel hizmet kalitesinin artırılmasına katkıda bulunmaktır. Bu kapsamda akreditasyon ve hizmet kalite standartları gerekliliklerinin yerine getirilmesine de katkı sağlıyoruz. Bu tip programlar için çok önemli bir nokta olan "tarafsızlık" konusuna da azami özeni gösteriyoruz. Verdığımız hizmetin, ülkemizdeki klinik laboratuvarların kalitesinin artırılmasına yardımcı olacağını umuyoruz...

Değerli katılımcılarımız, Desteklerimizle birlikte, LabPT Kalite Kontrol Programı kapsamındaki tüm programların akreditasyon kapsamına alınması hedefimize dönük bir adım daha atmıştır. 26-27 Ekim 2020 tarihlerinde TÜRKAK tarafından yapılan TS EN ISO/IEC 17043 Standardı Takip ve Kapsam Geniştirme Denetimi başlarıyla sonuçlandırılmış ve 04.04.2021 tarihi itibarıyla Kapsam Geniştirme talebimiz ile birlikte karara bağlanmıştır.

Mevcut LabPT Biyokimya ve Hematoloji Programlarına ilave olarak Hormon, Spesifik Proteinler ile İlaçlar Programlarımız da akreditasyon kapsamına alınmıştır. Yeni Akreditasyon Kapsamına için [tıklayınız.](#)

Laboratuvar Giriş

Laboratuvar Kodu

Laboratuvar Kullanıcı Adı

.....

Şifre Unuttunuz? [Giriş Yap](#)

www.labpt.com.tr adresine giriş yaparak **Laboratuvar Kodu**, **Kullanıcı Adı** ve **Kullanıcı Şifre** kutucuklarına kullanıcı bilgilerinizi girerek LabPT Kalite Kontrol Programına giriş yapabilirsiniz.

Tanımlanmış kullanıcı bilgileriniz yoksa;

Üst Menüde yer alan **"Katılımcı Üyelik Kaydı>Kurum Kodu (Lab kodu) Oluşturma"** sekmesini tıklayarak aşağıda görseli paylaşılan ekrandaki alanları eksiksiz olarak doldurup, **"Bilgileri Gönder"** butonunu tıklayınız. Üyelik işlemleri için gelen aktivasyon işlemi sonrasında, sisteminiz aktive olduktan sonra kullanıcı bilgileriniz LabPT tarafından tanımladığınız e-posta adresine iletilir.

Sorumlu Kişi:

Sorumlu Kişi GSM: () - - - -

Kullanıcı Adı:

Kullanıcı Şifresi:

E-Posta Adresi:

[Bilgileri Gönder](#) [İptal Et](#)

LABPT KALİTE KONTROL PROGRAMI WEB SİTESİ KULLANIM KILAVUZU

Kullanıcı bilgileri ile Laboratuvar Giriş Ekranından giriş yaptıktan sonra aşağıdaki Ana ekrana ulaşabilirsiniz. Bu ekrandan sonuçları girebilir, raporlara ulaşabilir, son duyuruları görebilir ve kayıt yaptırdığınız programların listesini, numunelerin size gönderileceği tarihler ile birlikte sonuçları girebileceğiniz tarih aralıklarını görebilirsiniz.

Dönem İçinde Atanan Program/Program Çevrimleri

NUMUNE GÖN. TARİHİ	SONUÇ GİR. TARİHLERİ	PROGRAM TÜRÜ	PROGRAM ADI
09.06.2025	10.06.2025 09:00 21.06.2025 23:59	BIYOKİMYA	2025-06 Biyokimya B-6
09.06.2025	10.06.2025 09:00 21.06.2025 23:59	HEMATOLOJİ	2025-06 Hematoloji CBC-6
09.06.2025	10.06.2025 09:00 21.06.2025 23:59	HBAİC	2025-06 HbA1c G-6
09.06.2025	10.06.2025 09:00 21.06.2025 23:59	SPESİFİK PROTEİNLER	2025-06 Spesifik Proteinler SP-4
09.06.2025	10.06.2025 09:00 25.06.2025 23:59	ANTİBİYOGRAM	2025-06 Antibiyogram A-2
09.06.2025	10.06.2025 09:00 25.06.2025 23:59	MIKROBİYOLOJİ	2025-06 Mikrobiyoloji M-4
08.07.2025	08.07.2025 09:00 18.07.2025 23:59	BIYOKİMYA	2025-07 Biyokimya B-6

Sonuç Girişi Raporlar Özet Raporlar Sertifika Oluştur Grup Raporlar

Duyurular

2. LABORATUVAR YÖNETİM PANELİ

Yukarıdaki ekranın sol başındaki  ikonuna tıklandığında Laboratuvar Yönetim Paneline ulaşabilirsiniz.

Laboratuvar Yönetim Paneli

- Dönem İçi Aktif Programlar/Sonraki Program Çevrimleri
- Çalışma Seti Tanımları
- Sonuç Girişi
- Numune Kontrol Listesi
- Quiz Sonuç Giriş İşlemleri

- Dönem içi Aktif Programlar/Sonraki Program Çevrim** sekmesi altında kayıtlı olduğunuz tüm programlara ait takvimi ve programdaki mevcut durumu izleyebilirsiniz.

LABPT KALİTE KONTROL PROGRAMI WEB SİTESİ KULLANIM KILAVUZU

Dönem İçinde Atanan Program/Program Çevrimleri						Yazdır
SONUÇ GIR. BAŞ. TAR.	SONUÇ GIR. BİT. TAR.	PROGRAM ADI	PROGRAM TÜRÜ	DURUM	PROGRAM AYRINTISI	
08.09.2020 09:00	18.09.2020 17:00	2020-09 Biyokimya B-6	BIYOKİMYA	Dönem Henüz Açılmadı		
08.09.2020 09:00	18.09.2020 17:00	2020-09 Hematoloji CBC-6	HEMATOLOJİ	Dönem Henüz Açılmadı		
08.09.2020 09:00	18.09.2020 17:00	2020-09 Koagülasyon PT-4	KOAGÜLASYON	Dönem Henüz Açılmadı		
08.09.2020 09:00	18.09.2020 17:00	2020-09 HbA1c G-6	HBA1C	Dönem Henüz Açılmadı		
08.09.2020 09:00	18.09.2020 17:00	2020-09 İdrar Tahliili TIT-4	IDRAR TAHLİLİ	Dönem Henüz Açılmadı		
08.09.2020 09:00	18.09.2020 17:00	2020-09 Spesifik Proteinler SP-4	SPESİFİK PROTEİNLER	Dönem Henüz Açılmadı		
08.09.2020 09:00	18.09.2020 17:00	2020-09 Mikrobiyoloji M-4	MIKROBİYOLOJİ	Dönem Henüz Açılmadı		

Yukarıda örnek olarak sunulan program ve program çevrim dönemi için sonuç giriş başlangıç tarihi, sonuç giriş bitiş tarihleri bu menü altından izlenebilmektedir. Menüye erişim sağlanan tarihte program için belirlenen sonuç giriş süresi geçmişse DURUM alanında "Sonuç Girişleri Kapandı" yazısı karşınıza çıkacaktır.

Program Ayrıntısı ekranında ilgili program için girdiğiniz sonuçlara erişebilir, test sonucu/birim kontrollerinizi gerçekleştirebilir ve dilerseniz belirlenmiş olan sonuç giriş bitiş tarihine kadar güncelleme yapabilirsiniz

- Çalışma Seti Tanımları** sekmesi, kayıtlı olduğunuz programlar için değerlendirilmesini istediğiniz testin analizlerini gerçekleştirdiğiniz Oto analizör Markası, Oto analizör modeli ve testin Çalışma Yöntemi bilgilerinin tanımlanacağı ayrıca laboratuvarınızda kullanmakta olduğunuz testin alt ve üst ölçüm limitleri ile test referans aralıklarının (sistemde alt ve üst test limitleri olarak adlandırılır) tanımlandığı, düzenleneceği ve değişiklik halinde güncellemenin sağlanacağı Test Çalışma Formu alanıdır.

Çalışma Seti Tanımları

LABPT TEST ÇALIŞMA FORMU

Çevrim Programı: HbA1c

Tanımlama yapacağınız Program adını seçiniz.

Test prospektüsünde yazan cihaz alt ve üst ölçüm değerlerini ilgili testin birimine dikkat ederek aynı birimde giriniz.

Test prospektüsünde yazan ve hastalara rapor ettiğiniz 40 yaş erkek referans aralığı alt ve üst değerlerini ilgili testin birimine dikkat ederek aynı birimde giriniz.

Tanımlama yapacağınız analizör markasını seçiniz.

Tanımlama yapacağınız cihaz modelini seçiniz.

Tanımlama yapacağınız metodu seçiniz.

İlgili testin prospektüsünde belirtilen alt ve üst ölçüm limitleri dikkate alınarak tanımlanmalıdır. Ayrıca, prospektüste tanımlanan 40 yaş erkek referans aralığının alt ve üst değerleri, belirtilen aralığın esas alınarak tanımlanmalıdır.

PROGRAM TESTLERİ	ANALİZÖR	MODEL	METOD	TESTİN ALT OLÇÜM LİMİTİ	TESTİN ÜST OLÇÜM LİMİTİ	RAPOR ETTİĞİNİZ REFERANS ARALIĞIN ALT DEĞERİ	RAPOR ETTİĞİNİZ REFERANS ARALIĞIN ÜST DEĞERİ	DRM	
HbA1c (%)	Seçiniz								

LABPT KALİTE KONTROL PROGRAMI WEB SİTESİ KULLANIM KILAVUZU



'Kaydet' tuşu ile yaptığınız girişleri kayıt altına alınız.



'Sıfırla' tuşu ile yaptığınız girişleri silebilirsiniz. Sildikten sonra yeni kayıt yapabilirsiniz.

Sistemde kullandığınız Analizör, Model ve Metod tanımlı değil ise;

PROGRAM TESTLERİ	ANALİZÖR	MODEL	METOD	ALT SINIR	ÜST SINIR	ORTA DEĞER	ORTA DEĞER	DRM	
HbA1c (%)	Diğer Cihazlar X cihazı	Diğer Modeller Y modeli	Diğer Yöntemler Z metodu						X

Diğer cihazlar, diğer modeller ve diğer yöntemler kısmını seçmelisiniz. Bu seçimler yapıldıktan sonra aktifleşen zorunlu alanlara ilgili bilgilerin manuel olarak girilmesi zorunludur.

Not: Çalışma seti tanımlamalarınız tamamlanmadan sistem sonuç girişine izin vermeyecektir.

Bir test için değişkenlerden birisi için tanımlama yapılmaması halinde ilgili değişkenin bulunduğu satırda **“Tanımsız! Lütfen tıklayınız!”** bildirimi görülür. Bu bildirimin üzerine imleçle tıklayarak sırasıyla Oto analizör Marka, Oto analizör Model, Çalışma Yöntemi ve Alt Limit /Üst Limit tanımlanır ve **Kaydet** butonu tıklanarak Çalışma Seti Tanımlaması tamamlanır.

Tanımlamalar ile ilgili dikkat edilmesi gereken iki noktayı önemle vurgulamak isteriz;

- Gerekli tanımlamalar yapılmadan sonuç girişi aktif hale gelmeyecektir!
- Mevcut tanımlamalar için sonuç girişi yapıldıktan sonra, tanımlamaların güncellenmesi halinde sonuç girişleri en baştan yapılması gerekmektedir. Aksi halde girilen sonuçlara güncel tanımlamanız yansımaz.
- **Sonuç Girişi** sekmesi, kayıtlı olduğunuz programlar için ilgili program döneminde gönderilen iki farklı seviye taze insan örneğinin analizinde elde ettiğiniz sonuçların girileceği alandır.

LABPT KALİTE KONTROL PROGRAMI WEB SİTESİ KULLANIM KILAVUZU

Dönem içinde Atanan Program/Program Çevrimleri

Sonuç Girişi

Raporlar

Özet Raporlar

Sertifika Oluştur

Grup Raporlar

Duyurular

NUMUNE GÖN. TARİHİ	SONUÇ GİRİŞ. TARİHLERİ	PROGRAM TÜRÜ	PROGRAM ADI
09.06.2025	10.06.2025 09:00 21.06.2025 23:59	BIYOKİMYA	2025-06 Biyokimya B-6
09.06.2025	10.06.2025 09:00 21.06.2025 23:59	HEMATOLOJİ	2025-06 Hematoloji CBC-6
09.06.2025	10.06.2025 09:00 21.06.2025 23:59	HBA1C	2025-06 HbA1c G-6
09.06.2025	10.06.2025 09:00 21.06.2025 23:59	SPEŞİFİK PROTEİNLER	2025-06 Spesifik Proteinler SP-4
09.06.2025	10.06.2025 09:00 25.06.2025 23:59	ANTİBİYOGRAF	2025-06 Antibiyogram A-2
09.06.2025	10.06.2025 09:00 25.06.2025 23:59	MİKROBİYOLOJİ	2025-06 Mikrobiyoloji M-4
09.07.2025	08.07.2025 09:00 18.07.2025 23:59	BIYOKİMYA	2025-07 Biyokimya B-6

Ana sayfadaki  ikonlarına tıklanarak girilebilir. Tıklandıktan sonra kayıtlı olduğunuz programlar sıralanacaktır.

Ana Sayfa Genel Bilgiler Genel Değerlendirme Raporları Katılımcı Üyelik Kaydı SSS Kullanım Kılavuzu 2020 Öncesi Raporlar İletişim

Program Dönemlerine Göre Sonuç Girişi Yapılan Testler

PROGRAM ADI	DÖNEM	GİRİLECEK SONUÇ SAYISI	GİRİLEN SONUÇ SAYISI	ÖRNEK GÖN. TAR.	SONUÇ GİRİŞ BAŞ. TAR.	SON SONUÇ GİRİŞ TAR.	DURUM	
BIYOKİMYA	B-22-04-01	20	1	04.04.2022 09:00	04.04.2022 09:00	15.04.2022 17:00	Sonuç Gir	Sonuç Gk
BIYOKİMYA	B-22-04-02	20	1	04.04.2022 09:00	04.04.2022 09:00	15.04.2022 17:00	Sonuç Gir	Sonuç Gk
HEMATOLOJİ	CBC-22-04-01	6	0	04.04.2022 09:00	04.04.2022 09:00	15.04.2022 17:00	Sonuç Gir	Sonuç Gk
HEMATOLOJİ	CBC-22-04-02	6	0	04.04.2022 09:00	04.04.2022 09:00	15.04.2022 17:00	Sonuç Gir	Sonuç Gk
HBA1C	G-22-04-01	1	0	04.04.2022 09:00	04.04.2022 09:00	15.04.2022 17:00	Sonuç Gir	Sonuç Gk
HBA1C	G-22-04-02	1	0	04.04.2022 09:00	04.04.2022 09:00	15.04.2022 17:00	Sonuç Gir	Sonuç Gk
İDRAR TAHLİLİ SLAYT DEĞERLENDİRME	I-22-04-01	1	0	04.04.2022 09:00	04.04.2022 09:00	15.04.2022 17:00	Sonuç Gir	Sonuç Gk
İDRAR TAHLİLİ SLAYT DEĞERLENDİRME	I-22-04-02	1	0	04.04.2022 09:00	04.04.2022 09:00	15.04.2022 17:00	Sonuç Gir	Sonuç Gk
TORCH PANELİ	T-22-04-01	5	5	04.04.2022 09:00	04.04.2022 09:00	15.04.2022 17:00	Sonuç Gir	Sonuç Gk
TORCH PANELİ	T-22-04-02	5	5	04.04.2022 09:00	04.04.2022 09:00	15.04.2022 17:00	Sonuç Gir	Sonuç Gk

14 Items in 2 pages

Bir sonraki adımda ise sonuç girişi yapmak istediğiniz Program için, ilgili programın bulunduğu satır üzerinde yer alan **"Sonuç Gir"** butonuna tıklayarak sonuç girişi yapabilirsiniz.

Ana Sayfa Genel Bilgiler Genel Değerlendirme Raporları Katılımcı Üyelik Kaydı SSS Kullanım Kılavuzu 2020 Öncesi Raporlar İletişim

Örnek Çalışma Zamanı:

*****Bir test için her iki seviye sonuç girişi birlikte yapılmadığı takdirde sonuç girişleri kaydedilemez!*****
*****Küçük ve büyük (- ve +) ön işaretli ile elde edilen sonuçlar işaret dikkate alınmadan girilmelidir!*****
*****Sonucunuzu LabPT değerlendirme sisteminde yer alan ölçüm birimlerinde girmeniz gerekmektedir. Biriminiz farklı ise istenilen birime çeviriniz!*****

TEST ADI ^(*)	BİRİM	ALT LİMİT	REFERANS ARALIK	SONUÇ	SONUÇ
			ÜST LİMİT		
Eritrosit	M/mm3	4.00	20.00		
Hematokrit	%	0.00	20.00		
Hemoglobin	g/dL	10.00	20.00		
Lökosit	K/mm3				
MCH	pg				
Trombosit	K/mm3				

(*) Alfabetik sıralanmıştır.
(**) Lütfen ilk önce laboratuvar yönetim panelinde yer alan çalışma set tanımlama ekranından alt-üst limitlerinizi belirleyiniz

Listeyi Yazdır Tüm Girişleri Kaydet Geri Don

LABPT KALİTE KONTROL PROGRAMI WEB SİTESİ KULLANIM KILAVUZU

Sonuç girişi ile ilgili dikkat edilmesi gereken bazı durumları önemle vurgulamak isteriz;

- Sonuç girişi yaptığınız test için ait olduğu programa ait Numune Saklama ve Çalışma Talimatını muhakkak elektronik ortamda indiriniz. Bu talimatta yer alan Sonuç Kayıt Listesinde belirtilen ve LabPT tarafından sonuç girişi yapmanız gereken birimlere dikkat ediniz ve elde ettiğiniz sonuç için birim dönüşümü yaparak giriş yapınız. Sık kullanılan birimler için birim dönüşüm çarpanları bu formlarda belirtilmektedir.
- Sonuç girişlerinin kaydedilmesi için Örnek Çalışma Zamanı seçilmiş olması gerekmektedir.
- Sonuç Kayıt Listesi aynı zamanda gereken testler Çevrim Faktörlerini de içermektedir (Örn: Kan Üre Azotu sonucunun ÜRE şeklinde ifade edilmesi için gereken Çevrim Faktörü). Çevrim faktörünün kullanılmaması halinde sonuçlarınız hatalı düşük olarak değerlendirileceği için muhtemelen başarısız bir performans skoru raporunuza yansıyacaktır.
- Sonuç Kayıt Listesi'ne sonuçların elle girilmesi ve sonrasında sisteme aktarılması sonuç girişinin kontrollü yapılması ve sonuçların doğru test için girildiğinin teyidi için kolaylık sağlayacağı düşünülmüş ve hazırlanmıştır.
- Numune Saklama ve Çalışma Talimatlarının sonunda Sonuç Giriş Başlangıç-Bitiş Tarihlerini ve Raporlama Tarihlerini içermektedir. Bireysel Performans Değerlendirme Raporlarınızın oluşturulması, ilgili program dönemi için belirlenen tarih aralığından sonuç girişi yapmanız gerekmektedir. Sonuç giriş tarihlerine riayet edilmemesi test sürecinin post-analitik hata evrelerinden birisi olduğundan, programlarımız dahilinde bir performans değerlendirme kriteri olarak kabul edilmekte ve GEÇ SONUÇ GİRİŞİNE KESİNLİKLE MÜSAADE EDİLMEMEKTEDİR!
- Girilmiş olan sonuçları "Listeyi Yazdır" kısmından yazdırabilirsiniz

3. RAPORLARA ERİŞİM

LabPT yeni arayüzün de raporlara erişim ekranının sağında yer alan ve görseli aşağıda sunulan menüler üzerinden sağlanmaktadır.


The screenshot displays the LabPT web interface. On the left, a table titled 'Dönem İçinde Atanan Program/Program Çevrimleri' lists sample data with columns for 'NUMUNE GÖN. TARİHİ', 'SONUÇ GİR. TARİHLERİ', 'PROGRAM TÜRÜ', and 'PROGRAM ADI'. The table contains 8 rows of data. On the right, a sidebar contains navigation buttons: 'Sonuç Girişi', 'Raporlar' (highlighted with a red circle), 'Özet Raporlar', 'Sertifika Oluştur', and 'Grup Raporlar'. Below these buttons is a section titled 'Duyurular' (Announcements).

LABPT KALİTE KONTROL PROGRAMI WEB SİTESİ KULLANIM KILAVUZU

-  **Raporlar** ikonuna tıkladığında açılan ekrandan rapor oluşturmak için Program Çevrimi seçilir, çıkan ekranda o döneme ait programlar sıralanır **“Rapor İndir”** ikonuna tıklayarak raporu masa üstüne indirebilir ve dilerse yazıcı çıktısını alabilirsiniz.

PROGRAM ADI	DÖNEM	SONUÇ GİRİŞ BAŞ. TAR.	SON SONUÇ GİRİŞ TAR.	RAPOR TAR.	DURUM	
HORMON	H-22-03-01	07.03.2022 09:00	18.03.2022 23:59	03.04.2022	Rapor İndir	Raporu İndir
HORMON	H-22-03-02	07.03.2022 09:00	18.03.2022 23:59			
GLUKOMETRE	GPOCT-22-03-01	07.03.2022 09:00	18.03.2022 23:59	03.04.2022	Rapor İndir	Raporu İndir
GLUKOMETRE	GPOCT-22-03-02	07.03.2022 09:00	18.03.2022 23:59			
İDRAR TAHLİLİ	TIT-22-03-01	07.03.2022 09:00	18.03.2022 23:59	03.04.2022	Rapor İndir	Raporu İndir
İDRAR TAHLİLİ	TIT-22-03-02	07.03.2022 09:00	18.03.2022 23:59			
KAN GRUBU	KG-22-03-01	07.03.2022 09:00	18.03.2022 23:59	03.04.2022	Rapor İndir	Raporu İndir
KAN GRUBU	KG-22-03-02	07.03.2022 09:00	18.03.2022 23:59			
KOAGÜLASYON	PT-22-03-01	07.03.2022 09:00	18.03.2022 23:59	03.04.2022	Rapor İndir	Raporu İndir
KOAGÜLASYON	PT-22-03-02	07.03.2022 09:00	18.03.2022 23:59			

Grafikler



LABPT KALİTE KONTROL PROGRAMI WEB SİTESİ KULLANIM KILAVUZU

NOT: Kâğıt israfının önlenmesi için önerimiz, raporlarınızı elektronik ortamda saklamanız ve sadece raporun en son sayfasındaki Dönem Sonu Karnesinin çıktısını alarak kalite dosyanızda saklamanızdır. Dönem Sonu Karnesi, Bireysel Performans Değerlendirme Raporunuzla, rapor numarası, rapor tarihi ve dönemi yönünden izlenebilir olacak şekilde hazırlanmış ve tüm testler için katılımcı laboratuvar sonucu, grup ortalaması, grup standart sapması, performans skoru ve performans değerlendirmesini içerecek şekilde tasarlanmıştır.

- **“Özet Raporlar”** ikonuna tıklayarak tercih edilen program, çevrim, örnek kodu ve test için tüm yöntemlere ve her bir çalışma yöntemine göre hazırlanmış özet istatistikleri içeren özet raporlara erişilir. **“Yazdır”** butonu ile yazdırılabilir veya PDF formatında elektronik ortamda kaydedilebilir.

BIYOKİMYA TÜM ANALİZ SONUÇLARI					
PROGRAM TÜRÜ: Biyokimya					
PROGRAM ÇEVİMLERİ: 2019-12 DÖNEMİ SONUÇLARI					
İLGİLİ ÖRNEK: B-19-12-01					
İLGİLİ TESTLER: Glukoz					
Yazdır					
Yöntem	Değ. Lab.	Grup Ort.	SD	%CV	
Tüm Yöntem	233	147.81	7.85	5.31	
Glukoz dehidrogenaz / Mutarotaz / NADH; fotometrik	26	148.19	8.16	5.50	
Glukoz oksidaz / H2O2; fotometrik	72	149.29	6.67	4.47	
Glukoz oksidaz / H2O2; reflektans	5	138.60	34.72	25.05	
Heksokinaz, G6PDH / NADH ; fotometrik	126	147.71	6.97	4.72	